	LIMPEZA MECÂNICA – LAVADORA ULTRASSÔNICA	POP CME Nº: 010
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 21/06/2017 Versão: 002 Data Versão: 27.07.2017 Página 1 de 3

1- OBJETIVO:

Remover a sujidade pelo processo de cavitação.
Promover a limpeza dos artigos, principalmente com lúmen reduzindo o risco biológico ocupacional pela manipulação de artigos contaminados.

2- ABRANGÊNCIA

Materiais de vídeo laparoscopia.

3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

- Técnico de enfermagem;
- Funcionário escalado para área.

4- MATERIAL

Epi's- óculos de proteção; máscara cirúrgica, protetor auricular, luva de procedimento, luva amarela de cano longo, avental de barbeiro;
pano para limpeza;
produto ACTS Rhoof;
água.

5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 1) Dispor os instrumentais nos cestos da lavadora, adaptando os instrumentais com lúmen nas extremidades plásticas onde sai jatos d'água;
- 2) Verificar o nível d'água e acrescentar 25 mL de endozyme;
- 3) Fechar a máquina e programar o tempo de lavagem com a sujidade do artigo: alta sujidade = 20'; média sujidade = 15' e baixa sujidade = 10';
- 4) Programar a temperatura ideal para a lavagem, sendo 30° a temperatura máxima;
- 5) Iniciar a lavagem; - a duração do ciclo é de 45';
- 6) Retirar o material utilizando o próprio cesto para apoio dos artigos;
- 7) Secar manualmente com compressas e ar comprimido;
- 8) Encaminhar a área de preparo, após prévia inspeção.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	LIMPEZA MECÂNICA – LAVADORA ULTRASSÔNICA	POP CME Nº: 010
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 21/06/2017 Versão: 002 Data Versão: 27.07.2017 Página 2 de 3

6- INDICAÇÕES/CONTRAINDICAÇÕES

É indicado à artigos com lúmen, principalmente.

7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8- REGISTROS

Efetuar o registro no livro de passagem de plantão.

9- PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Riscos: Diminui o risco de acidentes biológicos, pois há menor manuseio dos artigos contaminados.

10- AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

- Pré lavagem manual;
- Molho com detergente multienzimático, antes da lavagem na ultrassônica.

11- REFERÊNCIAS

11.1) Práticas Recomendadas SOBECC/Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Materiais e Esterilização.- 6ª edição.- São Paulo: SOBECC, 2013.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	LIMPEZA MECÂNICA – LAVADORA ULTRASSÔNICA	POP CME Nº: 010
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 21/06/2017 Versão: 002 Data Versão: 27.07.2017 Página 3 de 3

12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	21/06/2017	Agnes Turella e Rosana Gonçalves	Revisão do Processo

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
27/07/2017	Daniela Garcez HU Gestão de Documentos	Rosana Gonçalves – Coordenadora do Centro de Materiais e Esterilização

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653