	LIMPEZA MANUAL DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	POT CC Nº: 015
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

- 1.1 – Reduzir carga microbiana;
- 1.2 – Remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica;
- 1.3 – Prevenir deterioração;
- 1.4 – Preservar o material;
- 1.5 – Assegurar a limpeza do material sem risco de contaminação;
- 1.6 – Oferecer artigos em perfeitas condições de uso;
- 1.7 – Garantir a eficácia do processo de desinfecção e esterilização.

2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE


Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAL

- 4.1 – EPI's;
- 4.2 – Escova de cerdas firmes e não abrasivas;
- 4.3 – Detergente enzimático;
- 4.4 – Tecido macio de cor clara.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – Lavar as mãos;
- 5.2 – Colocar EPI's;
- 5.3 – Realizar a conferência e o registro de entrada de todos os produtos para saúde recebidos para processamento;
- 5.4 – Realizar a pré-limpeza com água e sabão neutro para a remoção da sujidade grosseira;
- 5.5 – Diluir a solução de detergente enzimático conforme a orientação do fabricante (devendo ser uma nova diluição para cada início de processo de limpeza);
- 5.6 – Limpar os instrumentais perfurocortantes separados dos demais;
- 5.7 – Imergir todo o instrumental cirúrgico desmontado, mantendo a solução em contato com o instrumental o tempo determinado pelo fabricante;
- 5.8 – Lavar peça por peça com escova de cerdas firmes e não abrasivas, friccionando o corpo, as articulações e a cremalheira das pinças, na direção das ranhuras, por no mínimo 05 vezes, submersos na solução de detergente;
- 5.9 – Utilizar esponjas não abrasivas somente para friccionar superfícies lisas e extensas como bandejas, bacias e cubas;

	LIMPEZA MANUAL DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	POT CC Nº: 015
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 2 de 3

5.10 – Enxaguar abundantemente o artigo em água corrente potável e realizar o enxague final de produtos para saúde críticos utilizados em cirurgias de implantes ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas com água purificada;

5.11 – Secar cada instrumental com tecido macio de cor clara que não libere fibras e utilizar jatos de ar comprimido para a secagem de materiais de lúmen;

5.12 – Lubrificar as articulações dos instrumentais cirúrgicos com lubrificante próprio, permeável ao vapor e com pH neutro;

5.13 – Encaminhar o material para sala de preparo.

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Está indicado a todos os instrumentais cirúrgicos.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8. REGISTROS

Não se aplica.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

9.1 – Uso obrigatório dos EPI's;

9.2 – A não adesão dos colaboradores.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.


11. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução RDC Nº 15 de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União nº 54; de 19 de março de 2012.

GRAZIANO, KU; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. **Enfermagem em Centro de Material e esterilização**. Barueri, SPS: Manole, 2011.

POP CME Nº12: HU UF JF **Limpeza de artigos e acessórios – Método Mecânico**, 2011.

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas**, 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

	LIMPEZA MANUAL DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	POT CC Nº: 015
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 3 de 3

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	09/10/2017	Enf ^a Liliani Mireider Mendonça	Emissão do documento

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso