	METODOLOGIA DE TESTAGEM DE ESTERILIZAÇÃO COM INDICADOR BIOLOGICO	POP CME Nº: 003
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 1 de 2

1- OBJETIVO

Monitorizar o processo de esterilização através de um Indicador Biológico.

2- ABRANGÊNCIA

Centro de Material e Esterilização

3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Enfermeiro.

4- MATERIAL

- Incubadora específica para o Indicador Biológico (IB) de leitura rápida – 3 horas;
- Pacote desafio contendo o IB de 3h e o integrador classe 5.

5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

Acondicionar o pacote desafio, no centro da carga;
Dentro do pacote desafio constará 01 ampola contendo B. stearothermophilus para esterilização a vapor nas autoclaves;

6- INDICAÇÕES/CONTRAINDICAÇÕES

Utilizar o indicador biológico em todas as cargas que contenham implantes; diariamente nas primeiras cargas do dia e pós manutenções, sejam elas preventivas ou corretivas;

7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8- REGISTROS

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	METODOLOGIA DE TESTAGEM DE ESTERILIZAÇÃO COM INDICADOR BIOLOGICO	POP CME Nº: 003
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 2 de 2

O Técnico de Enfermagem deverá registrar e anexar o resultado após as 3h no formulário de controle de esterilização ; O Enfermeiro acompanha o resultado do IB de 3 horas de incubação avaliando o resultado positivo ou negativo.
Se o resultado positivar não liberar para uso o material implantável e comunicar o Enfermeiro do CC.

9- PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Positivar o IB;
A não adesão dos colaboradores.

10-AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

Caso o Indicador Biológico positivar: Recolher toda a carga respectiva e refazer a mesma em outra máquina; Repetir o biológico após revisão da máquina.

11- REFERÊNCIAS

- 1.SOBECC, Práticas Recomendadas; 6ª Ed. São Paulo, SP: 2013.
- 2.ANVISA. Informe Técnico n1/2009. Princípios básicos para a limpeza de instrumentais cirúrgicos em serviços de saúde.

12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	21/06/2017	Aline Teixeira e Rosana Gonçalves	Revisão do Processo

Data de Emissão	Disponibilizado por	Aprovado por
27/07/2017	Daniela Garcez HU Gestão de Documentos	Domitila Mazuim – Supervisora de Enfermagem Centro Cirúrgico - CME

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653