	<b>MONTAGEM DE CARGAS EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POT CC Nº: 017</b>
	<b>CENTRO CIRÚRGICO</b>	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 1 de 3

## 1. OBJETIVO

Fazer com que o vapor penetre em todas as regiões dos pacotes, sem que haja formação de bolhas de ar.

## 2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização.

## 3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de Enfermagem.

## 4. MATERIAL

4.1 – EPI's;

4.2 – Protocolo autoclave.

## 5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1 – Lavar as mãos;

5.2 – Colocar EPI's;

5.3 – Colocar o rack na posição (puxá-lo para fora da autoclave);

5.4 – Pegar os pacotes já embalados que estão sobre as bancadas;

5.5 – Colocar os pacotes de preferência em cestos para obter melhor distribuição, evitando contato com as paredes da câmara interna;

5.6 – Carregar a autoclave;

5.7 – Dispor os artigos verticalmente nos racks e não compactá-los;

5.8 – Respeitar a distância de 1cm entre os pacotes, não deixar os espaços entre os pacotes apertados para ajudar na penetração do vapor, não sobrepor materiais de modo a compactá-los;

5.9 – Posicionar materiais côncavos (bacia, cuba rim) no sentido vertical ou com a concavidade levemente lateralizada;

5.10 – Colocar pacote desafio pronto uso ou confeccionado com mantas de algodão conforme POT CC Nº 018 – MONTAGEM DE PACOTE TESTE DESAFIO;

5.11 – Respeitar o volume máximo do preenchimento da câmara 70 à 80%;


5.12 – Fechar a porta da autoclave;

5.13 – Ligar a autoclave;

5.14 – Registrar a carga no protocolo da autoclave, lote, hora de início tipo de pacotes, quantidade, técnico responsável (assinatura e carimbo);

5.15 – Os pacotes após um ciclo completo de esterilização devem ser resfriados naturalmente antes do manuseio para evitar o choque térmico e que, com isso, o material molhe;

5.16 – Não colocar os pacotes quentes sobre superfícies frias após a esterilização para que não haja condensação;

	<b>MONTAGEM DE CARGAS EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POT CC Nº: 017</b>
	<b>CENTRO CIRÚRGICO</b>	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 2 de 3

- 5.17 – Certificar se os indicadores químicos externos dos pacotes passaram por esterilização;  
5.18 – Encaminhar material esterilizado para sala de estocagem e distribuição;  
5.19 – Evitar esterilizar materiais têxteis e caixas de instrumentais na mesma carga. Se necessário, colocar os materiais têxteis na parte superior e os instrumentais na parte inferior;  
5.20 – Limpar a câmara interna do equipamento semanalmente conforme POT CC Nº 003 – LIMPEZA DAS AUTOCLAVES, registrar no protocolo de limpeza terminal.

## 6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicado para montagem de cargas em autoclave a vapor.

## 7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

## 8. REGISTROS

Protocolo da autoclave.

## 9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

A não adesão dos colaboradores.

## 10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.

## 11. REFERÊNCIAS


BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução RDC Nº15 de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União nº54; de 19 de março de 2012;

GRAZIANO, KU; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. **Enfermagem em Centro de Material e esterilização**. Barueri, SPS: Manole, 2011;

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas**, 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013;

## 12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	09/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Emissão do documento

	<b>MONTAGEM DE CARGAS EM AUTOCLAVE A VAPOR</b>	<b>POT CC Nº: 017</b>
	<b>CENTRO CIRÚRGICO</b>	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 3 de 3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Disponibilizado por Setor de Qualidade</b>	<b>Aprovado por</b>		
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	<b>Gerente do Setor</b> Liliani Mireider Mendonça	<b>Diretor da Área</b> Vitor Alves	<b>Gerente de Enfermagem</b> Angélica Bellinaso