	PROCESSAMENTO MANUAL DE PRODUTOS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA E TUBULARES	POT CC Nº: 022
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

- 1.1 – Reduzir carga microbiana;
- 1.2 – Remover contaminantes de natureza orgânica e inorgânica;
- 1.3 – Prevenir deterioração;
- 1.4 – Preservar o material;
- 1.5 – Assegurar a limpeza do material sem risco de contaminação;
- 1.6 – Oferecer artigos em perfeitas condições de uso;
- 1.7 – Garantir a eficácia do processo de desinfecção e esterilização.

2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAL


- 4.1 – EPI's;
- 4.2 – Detergente enzimático;
- 4.3 – Solução diluída ácido peracético.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – Lavar as mãos;
- 5.2 – Colocar EPI's;
- 5.3 – Realizar a limpeza utilizando solução de detergente enzimático, submergindo completamente as tubulações pelo tempo preconizado pelo fabricante. Introduzir a solução de detergente com o auxílio de uma seringa;
- 5.4 – Realizar a limpeza manual, por meio de escovas cilíndricas apropriadas para cada diâmetro e comprimento de lúmen;
- 5.5 – Realizar limpeza complementar por meio de lavadora termo desinfetadora;
- 5.6 – Realizar enxágue em água corrente abundantemente;
- 5.7 – Secar os produtos com jato de ar sob pressão;
- 5.8 – Realizar a desinfecção química com ácido peracético conforme **POT CC 004 - DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ARTIGOS COM ÁCIDO PERACÉTICO**.

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicado a todos os materiais de assistência respiratórias e tubulares.

	PROCESSAMENTO MANUAL DE PRODUTOS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA E TUBULARES	POT CC Nº: 022
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 2 de 3

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8. REGISTROS

Após a inspeção o técnico deverá rotular, com nome do produto, data de desinfecção, validade, profissional executor e colocar em recipiente plásticos com tampa. A data limite de uso será de **30 dias**.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

- 9.1 – Uso obrigatório dos EPI's;
- 9.2 - A não adesão dos colaboradores.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA


Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.

11. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução RDC Nº 15 de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União nº54; de 19 de março de 2012;

GRAZIANO, KU; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. **Enfermagem em Centro de Material e esterilização**. Barueri, SPS: Manole, 2011;

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas**, 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

	PROCESSAMENTO MANUAL DE PRODUTOS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA E TUBULARES	POT CC Nº: 022
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 3 de 3

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	09/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Emissão do documento

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso