

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>UTILIZAÇÃO DO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR</b> | <b>POP CME Nº: 007</b>  |
|  | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>                                    | Edição: 24/05/2017<br>Versão: 001<br>Data Versão: 10.01.2013<br>Página 1 de 2 |

## 1- OBJETIVO

Monitorizar o processo de esterilização através de um Integrador químico classe 5;

## 2- ABRANGÊNCIA

Centro de Material e Esterilização

## 3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnicos de Enfermagem e enfermeiros;

## 4- MATERIAL

- Pacote pronto uso com integrador classe 5 ou em pacote confeccionado com 16 camadas de campos de algodão contendo integrador classe 5;

## 5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- Acondicionar o pacote desafio, no centro da carga;
- Dentro do pacote constará 01 teste integrador classe 5 para esterilização a vapor nas autoclaves, após a esterilização da carga, quando o pacote já estiver frio deverá ser aberto e observado o resultado do teste, a carga somente deverá ser encaminhada para a área de armazenamento/arsenal após a liberação do teste pelo enfermeiro;
- Anexar o teste no formulário de controle de esterilizações e anotar parâmetros da carga;

## 6- INDICAÇÕES/CONTRAINDICAÇÕES

Utilizar o integrador químico classe 5 em todas as cargas, uma por paciente nas cargas que contenham implantes; em todas as bandejas;

## 7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

## 8 - REGISTROS

### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

### UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>UTILIZAÇÃO DO INTEGRADOR<br/>QUÍMICO CLASSE 5 EM<br/>ESTERILIZAÇÃO A VAPOR</b> | <b>POP CME Nº: 007</b>  |
|  | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL<br/>PADRÃO</b>  | Edição: 24/05/2017<br>Versão: 001<br>Data Versão: 10.01.2013<br>Página 2 de 2 |

O Técnico de Enfermagem deverá anexar o teste após a esterilização no formulário de controle de esterilização;

A carga somente deverá ser encaminhada para a área de armazenamento/arsenal após a liberação do teste pelo enfermeiro que deverá assinar e carimbar sua liberação;

## 8- PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Positivar o teste;

A não adesão dos colaboradores.

## 9- AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

Caso o Integrador positivar: Recolher toda a carga respectiva e refazer a mesma em outra máquina; Repetir o teste após revisão da máquina.

## 11- REFERÊNCIAS

1.SOBECC, Práticas Recomendadas; 613Ed. São Paulo, SP: 2009.

2.ANVISA. Informe Técnico n1/2009. Princípios básicos para a limpeza de instrumentais cirúrgicos em serviços de saúde.

## 12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

| REVISÃO | DATA       | ELABORADO/<br>REVISADO POR           | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES |
|---------|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 002     | 21/06/2017 | Aline Teixeira e<br>Rosana Gonçalves | Revisão do Processo      |

| Data de Emissão | Disponibilizado por                       | Aprovado por  |
|-----------------|---|---|
| 27/07/2017      | Daniela Garcez HU<br>Gestão de Documentos | Rosana Gonçalves – Coordenadora do<br>Centro de Materiais e Esterilização |

### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

### UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653