	LIMPEZA PEÇA DE MÃO DE SHAIVER	POP CME Nº: 008
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 1 de 2

1- OBJETIVO

Promover a limpeza da peça de mão do sheiwer sem danificar o equipamento.

2- ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização (CME).

3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de enfermagem.

4-MATERIAL:

- EPIs:óculos de proteção, mascara cirúrgica, protetor auricular, avental de barbeiro, luva de procedimento, luva amarela com cano longo, sapato fechado;
- Detergente enzimático;
- Compressa;
- Escova de cerdas macias;
- Escovas para canulado;
- Ar comprimido.

5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1) Realizar a limpeza da parte externa da peça de mão do sheiwer, com pano, escova de cerdas macias ou esponjas umedecidas em solução de detergente enzimáticos imediatamente após o uso.

5.2) Proceder á limpeza da parte interna do canal de irrigação e conexão com escova tubular com diâmetro compatível com solução de detergente enzimático;

5.3) Enxaguar a parte externa com compressa umedecido com água;

5.4) Enxaguar a parte interna com auxílio de escova tubular umedecida em água;

5.5) Secar com compressa e ar comprimido.

6- INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica;


7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica;

8- REGISTROS

Conferir na folha de registro de CC o recebimento e a devolução ao CC;

9- PONTOS CRÍTICOS / RISCOS

	LIMPEZA PEÇA DE MÃO DE SHAIVER	POP CME Nº: 008
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 2 de 2

Emergir erroneamente em solução enzimática a extremidade do cabo, ocasionando risco de danificar a peça de mão e o funcionamento.

10 - AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

Orientar a equipe para a realização da limpeza do material de forma adequada, expondo os riscos que podem ocasionar quando a realização do procedimento não acontecer de maneira correta.

11- REFERÊNCIAS

11.1) Práticas Recomendadas SOBECC/Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Materiais e Esterilização.- 6ª edição.- São Paulo: SOBECC, 2013.

12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	21/06/2017	Aline Teixeira e Rosana Gonçalves	Revisão do Processo

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
27/07/2017	Daniela Garcez HU Gestão de Documentos	Rosana Gonçalves – Coordenadora Centro de Materiais e Esterilização