	REALIZAÇÃO DO TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	POT UPC Nº: 005
	UPA CAÇAPAVA	Edição: 16/06/2014 Versão: 001 Data Versão: 16/10/2017 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Realizar o teste de Glicemia Capilar, mensurando a quantidade de glicose presente no sangue.

2. ABRANGÊNCIA

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE


Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAL

- 4.1 – Prescrição médica ou de Enfermagem;
- 4.2 – Monitor para realização de teste de glicemia capilar;
- 4.3 – Tira teste;
- 4.4 – Gaze ou algodão;
- 4.5 – Lancetador para realização de teste de glicemia capilar.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – Conferir Prescrição Médica ou de Enfermagem;
- 5.2 – Higienizar as mãos;
- 5.3 – Reunir o material e levá-lo próximo ao paciente;
- 5.4 – Higienizar as mãos;
- 5.5 – Calçar as luvas de procedimento;
- 5.6 – Orientar o paciente quanto ao procedimento;
- 5.7 – Preparar o lancetador;
- 5.8 – Introduzir a tira teste no monitor na direção das setas (o monitor liga automaticamente);
- 5.9 – Certificar-se que o código no visor do monitor, corresponde ao código no frasco de tiras teste (se você não visualizar o código, retire e recoloque a fita teste no monitor, novamente). Aparecerá no monitor o símbolo da tira teste e de uma gota;
- 5.10 – Realizar a limpeza da área a ser aplicada o teste, com algodão ou gaze seca;
- 5.11 – Aplicar o lancetador (apertando o botão de disparo), para tirar uma amostra de sangue (ponta do dedo);
- 5.12 – Segure o dedo para que se forme boa quantidade de sangue;
- 5.13 – Encostar a gota de sangue na borda da área amarela da fita teste. Não coloque sangue na parte de cima da tira teste. Ao visualizar a ampulheta sinalizada no visor do aparelho, significa que a quantidade de sangue foi suficiente na tira teste. Se após a aplicação de sangue, a ampulheta permanecer sinalizando no visor do aparelho, você poderá aplicar mais sangue nos próximos cinco segundos;
- 5.14 – O resultado aparecerá no visor;
- 5.15 – Reunir o material;
- 5.16 – Descartar o material adequadamente: a tira teste utilizada no lixo branco – material contaminado, e o lanceador no lixo de perfuro – cortantes;

	REALIZAÇÃO DO TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	POT UPC Nº: 005
	UPA CAÇAPAVA	Edição: 16/06/2014 Versão: 001 Data Versão: 16/10/2017 Página 2 de 3

- 5.17 – Retirar as luvas;
- 5.18 – Higienizar as mãos;
- 5.19 – Guardar o monitor;
- 5.20 – Registrar o resultado no prontuário do paciente;
- 5.21 – Comunicar enfermeiro se houver alterações.

6. INDICAÇÕES/CONTRA INDICAÇÕES

Contra Indicações: Presença de lesões nos artelhos, nestas situações, o teste pode ser realizado com uma amostra de sangue de áreas alternativas, como: antebraço, parte superior do braço, coxa ou panturrilha.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

O paciente deve ser informado da necessidade de realização do teste de glicemia capilar.

8. REGISTROS

- 8.1 – Registrar e checar, no boletim de atendimento, a realização do Teste de Glicemia capilar;
- 8.2 – Registrar as condutas adotadas frente às alterações dos valores, condutas estas estabelecidas em prescrição médica;
- 8.3 – Caso haja recusa do paciente em submeter-se ao teste, evoluir em prontuário/Boletim de atendimento.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

- 9.1 – Não conferência do código da fita com o código do chip do monitor;
- 9.2 – Não realização do registro do resultado do teste;
- 9.3 – Ausência de prescrição do teste de glicemia capilar.

10. AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

Atenção da equipe quanto aos registros.


11. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	16/06/2014	Marco Aurélio Cândido	Emissão do documento
001	16/10/2017	Jaqueline Bento Corrêa	Revisão sem alterações

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de	Aprovado por
-----------------	------------------------------	--------------

	REALIZAÇÃO DO TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	POT UPC Nº: 005
	UPA CAÇAPAVA	Edição: 16/06/2014 Versão: 001 Data Versão: 16/10/2017 Página 3 de 3

	Qualidade			
16/10/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Gerente do Setor Jaqueline Bento Corrêa	Diretor da Área	Gerência de Enfermagem Angélica Bellinaso