

	LIMPEZA AUTOMATIZADA NA TERMODESINFECTORA	POP CME Nº: 006
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 21/06/2017 Versão: 001 Data Versão: 27.07.2017 Página 1 de 3

1- OBJETIVO:

- Remover a sujidade pelo processo de cavitação.
- Promover a limpeza dos artigos, principalmente com lúmen reduzindo o risco biológico ocupacional pela manipulação de artigos contaminados.

2- ABRANGÊNCIA:

Área de limpeza do CME.

3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE:

Técnicos de Enfermagem escalados na área de lavagem.

4- MATERIAL:

- EPI's (Óculos de proteção, protetor auricular, máscara cirúrgica, luva de procedimento, luva de cano longo, sapato fechado)
- Água;
- Compressas;
- Escovas;
- Esponjas;
- Sabão Neutro;

5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO:

- Calçar EPI's;
- Dispor os instrumentais nos cestos da lavadora, adaptando os instrumentais com lumen nas extremidades plásticas onde sai jatos d'água;
- Verificar o nível d'água e acrescentar 25 mL de endozyme, quando não estiver em uso o detergente sólido, distribuído automaticamente.;

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	LIMPEZA AUTOMATIZADA NA TERMODESINFECTORA	POP CME Nº: 006
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 21/06/2017 Versão: 001 Data Versão: 27.07.2017 Página 2 de 3

- Fechar a máquina e programar o tempo de lavagem com a sujidade do artigo;
- Alta sujidade = 20 minutos, média sujidade 15 minutos e baixa sujidade 10 minutos.
- Programar a temperatura ideal para a lavagem, sendo 30° a temperatura máxima;
- Iniciar a lavagem, no seu ciclo completo.
- Retirar o material utilizando o próprio cesto para apoio dos artigos;
- Secar manualmente com compressas e ar comprimido;
- Encaminhar a área de preparo, após prévia inspeção.
-

6- INDICAÇÕES/CONTRAINDICAÇÕES:

Indicado para instrumentais com lúmens.

7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO:

Não se aplica.

8- REGISTROS:

Registro de passagem de plantão.

9- PONTOS CRÍTICOS/RISCOS:

Diminui o risco com acidentes biológicos, pois há um menor manuseio com os instrumentais.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01, 02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	LIMPEZA AUTOMATIZADA NA TERMODESINFECTORA	POP CME Nº: 006
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 21/06/2017 Versão: 001 Data Versão: 27.07.2017 Página 3 de 3

10- AÇÕES DE CONTRAMEDIDA:

Não se aplica.

11- REFERÊNCIAS

1. SOBECC, Práticas Recomendadas; 6ª Ed. São Paulo, SP: 2013.
2. ANVISA. Informe Técnico n1/2009. Princípios básicos para a limpeza de instrumentais cirúrgicos em serviços de saúde.
Realizar uma limpeza manual do equipamento uma vez por semana ou sempre que for necessário.

12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	21/06/2017	Aline Teixeira e Rosana Gonçalves	Revisão do Processo

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
27/07/2017	Daniela Garcez HU Gestão de Documentos	Rosana Gonçalves – Coordenadora Centro de Materiais e Esterelização

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01, 02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653