	USO DO DETERGENTE ENZIMÁTICO	POT CC Nº: 005
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 11/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 09/10/2017 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Padronizar o uso de detergente enzimático. Esse produto destina-se a remoção de matéria orgânica dos artigos em curto período de tempo.

2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização (CME).

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE


Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAL

- 4.1 – Detergente Enzimático;
- 4.2 – Frascos Plásticos;
- 4.3 – Cuba Plástica;
- 4.4 – Instrumentais Cirúrgicos.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – O técnico responsável pela área de lavagem no turno da manhã, deve:
 - 5.1.1 – Preencher frascos plásticos com tampa com o detergente conforme a diluição do fabricante, cada frasco deve conter a quantidade para diluição de uma cuba de 12L;
 - 5.1.2 – Guardar estes frascos em armário chaveado abaixo da pia utilizada para lavagem de materiais. A chave deste armário para guarda do produto enzimático fica sob a guarda da enfermeira responsável pelo turno;
 - 5.1.3 – Preencher a cuba plástica onde fica o material de molho, com 12L de água, e a quantidade de detergente enzimático conforme a diluição do fabricante, já separado em potes de plástico;
 - 5.1.5 – Após receber o material proveniente do bloco cirúrgico, enxaguá-lo em água corrente e colocar imerso em solução enzimática, durante 3 minutos;
 - 5.1.6 – Retirar o instrumental da solução;
 - 5.1.7 – Escovar o instrumental serrilhado com escovas de cerdas macias;
 - 5.1.8 – Enxaguar em água corrente em abundância;
 - 5.1.9 – Secar o material com ar comprimido e inspecioná-lo;
 - 5.1.10 – Encaminhar para a área de preparo;
 - 5.1.11 – Trocar esta solução enzimática após perda de temperatura da água ou quando necessário.

	USO DO DETERGENTE ENZIMÁTICO	POT CC Nº: 005
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 11/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 09/10/2017 Página 2 de 3

5.2 – AÇÃO DO PRODUTO

5.2.1 – O mecanismo ocorre pela ação das enzimas sobre a matéria orgânica, as quais decompõem o sangue e os fluidos corpóreos facilitando sua remoção e promovendo um resultado adequado;

5.2.2 – Possibilitar a limpeza química rápida em locais de difícil acesso e em lúmens estreitos;

5.2.3 – Tem pH neutro, não corroe, é atóxico e permite o enxágue simples.

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicado a todo material cirúrgico e endoscópico.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8. REGISTROS

8.1 – No livro de passagem de plantão, é feito o registro de todos materiais que ficaram na área de lavagem para serem processados em solução enzimática;

8.2 – Marcar na cuba plástica o horário de preparo da solução enzimática.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

9.1 – Solução apresenta condensação antes do prazo de 6 horas de estabilidade.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA


Sempre que a água da cuba com solução enzimática estiver turva devido a presença de muita matéria orgânica (sangue e fluidos corpóreos), deve ser trocada esta solução, mesmo não atingindo o tempo previamente determinado de 6 horas.

11. REFERÊNCIAS

SOBBEC, Práticas recomendadas. 6ª Ed. São Paulo, 2013.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	11/10/2013	Enfª Roberta Macedo	Emissão do documento
001	09/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Revisão sem alterações

	USO DO DETERGENTE ENZIMÁTICO	POT CC Nº: 005
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 11/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 09/10/2017 Página 3 de 3

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Gerente do Setor Liliani Mireider Mendonça	Diretor da Área Vitor Alves	Gerente de Enfermagem Angélica Bellinaso