	DESINFECÇÃO DE MATERIAIS COM ÁCIDO PERACÉTICO	POP CME Nº: 002
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 1 de 2

1- OBJETIVO

- Prevenir infecções cruzadas.
- Padronizar a técnica para todas as unidades que utilizam ácido peracético para desinfecção, melhorando a qualidade da assistência.

2- ABRANGÊNCIA

Endoscopia e demais unidades que utilizam o ácido peracético.

3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Enfermeiro e técnico de enfermagem.

4- MATERIAL

Recipiente plástico com tampa;

Ácido peracético.

5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

Lavar as mãos;

- ☐ Colocar EPI's para manuseio do ácido peracético;
- ☐ Adicionar o inibidor ativador integrado;
- ☐ Aguardar 30 minutos;
- ☐ Colocar o ácido peracético conforme a finalidade e quantidade necessária em recipiente plástico com tampa;
- ☐ Imergir os artigos previamente limpos e secos;
- ☐ Deixar o material submerso por 30 minutos;
- ☐ Enxaguar com água;
- ☐ Secar e guardar em local apropriado os artigos.

Observações: deve-se fazer o controle da concentração do princípio ativo da solução periodicamente (conforme POT específico).

6- INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Materiais não passíveis de desinfecção com ácido peracético .

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	DESINFECÇÃO DE MATERIAIS COM ACIDO PERACETICO	POP CME Nº: 002
	Procedimento Operacional Padrão - CME	Edição: 24/05/2017 Versão: 001 Data Versão: 10.01.2013 Página 2 de 2

7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica

8- REGISTROS

Deve ser colocada etiqueta com data e nome do funcionário que realizou ativação na cuba.

9- PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Realização inadequada da ativação do produto.

10- AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Quando for identificada alguma situação não-conforme, deve imediatamente ser corrigida pelos setores envolvidos. As falhas na adesão devem ser corrigidas e deve ser realizada re-orientação aos profissionais envolvidos na falha.

11- REFERÊNCIAS

- 1.SOBECC, Práticas Recomendadas; 6ª Ed. São Paulo, SP: 2013.
- 2.ANVISA. Informe Técnico n1/2009. Princípios básicos para a limpeza de instrumentais cirúrgicos em serviços de saúde.

12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	21/06/2017	Aline Teixeira e Rosana Gonçalves	Revisão do Processo

Data de Emissão	Disponibilizado por	Aprovado por
27/07/2017	Daniela Garcez HU Gestão de Documentos	Domitila Mazuim – Supervisora de Enfermagem Centro Cirúrgico - CME

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653