	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIOS	POT CC Nº: 014
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 1 de 2

1. OBJETIVO

Realizar a limpeza e desinfecção de cabos e lâminas de laringoscópio após cada utilização.

2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAL

- 4.1 – EPI's;
- 4.2 – Detergente enzimático;
- 4.3 – Solução diluída ácido peracético.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO


- 5.1 – Lavar as mãos;
- 5.2 – Colocar EPI's;
- 5.3 – Desmontar todo o conjunto;
- 5.4 – Lavar a lâmina do laringoscópio com esponja macia na solução de água e detergente enzimático (não deixar de molho);
- 5.5 – Enxaguar abundantemente com água corrente;
- 5.6 – Secar a lâmina com um pano limpo;
- 5.7 – Friccionar álcool a 70% na lâmina por 30 segundos com um pano limpo (o álcool é indicado para desinfecção de materiais não críticos, semicríticos e superfícies);
- 5.8 – Embalar os itens desinfectados em sacos plásticos atóxicos, rotular com nome do produto, data de desinfecção, validade, profissional executor e colocar em recipiente plásticos com tampa. A data limite de uso será de **15 dias**.

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicado a limpeza das lâminas de laringoscópio.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIOS	POT CC Nº: 014
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 2 de 2

8. REGISTROS

Após a inspeção o técnico deverá rotular, com nome do produto, data de desinfecção, validade, profissional executor e colocar em recipiente plásticos com tampa. A data limite de uso será de **15 dias**.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

- 9.1 – Uso obrigatório dos EPI's;
- 9.2 – A não adesão dos colaboradores.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.

11. REFERÊNCIAS

POP Nº44 limpeza e desinfecção de cabos e lâminas de laringoscópio Secretaria Municipal de Ribeirão Preto. 2013.

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas**, 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	09/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Emissão do documento

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso