

	<b>UTILIZAÇÃO DA FITA DE CONTROLE DO ÁCIDO PERACÉTICO ANIOXYDE 1000</b>	<b>POP CDI Nº006</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - ENDOSCOPIA</b>	<b>Edição:24/08/2017 Versão:001 Data da Versão:24/08/2017 Páginas: 1 a 3</b>

## 1- OBJETIVO

1.1 Prevenir Infecções transmissíveis;

1.2- O uso correto da fita reagente para controle da taxa de Ácido Peracético Anioxyde1000;

1.3- Padronizar a técnica para desinfecção correta, melhorando a qualidade da assistência.

## 2- ABRANGÊNCIA

2.1-Centro de Endoscopia.

## 3- RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

3.1-Enfermeiro;

3.2-Técnico de Enfermagem.

## 4-MATERIAL

4.1-Fitas reativas;

4.1.2- Caneta;

4.1.3- Folha de registro diário;

4.1.4-Máscara descartável;

4.1.5-Luvas descartáveis.

## 5- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1-Embeber totalmente a parte reativa da faixa na solução a ser testada, por um segundo;

5.1.2- Remover o excesso de solução sacudindo ligeiramente a fita;

5.1.3-Ler o resultado 10 segundos após embeber. Jamais leia o resultado após quinze segundos.

**Observações:** Utilizar diariamente a fita de controle para validação da atividade do banho (no caso de atividade intensa do serviço de endoscopia, recomenda-se um segundo controle diário, com fita além de 15 a 20 endoscopias).

**Observações:** As fitas devem ser armazenadas conforme a orientação do Fabricante.

### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

### UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653

	<b>UTILIZAÇÃO DA FITA DE CONTROLE DO ÁCIDO PERACÉTICO ANIOXYDE 1000</b>	<b>POP CDI Nº006</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - ENDOSCOPIA</b>	<b>Edição:24/08/2017 Versão:001 Data da Versão:24/08/2017 Páginas: 1 a 3</b>



## 6- CONTRAINDICAÇÕES

6.1-Não se aplica.

## 7- ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

7.1-Não se aplica.

## 8- REGISTROS

8.1- Após a verificação da taxa de Ácido Peracético, o profissional deve marcar a conformidade ou não conformidade em tabela específica.

### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01, 02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

### UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653

	<b>UTILIZAÇÃO DA FITA DE CONTROLE DO ÁCIDO PERACÉTICO ANIOXYDE 1000</b>	<b>POP CDI Nº006</b>
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - ENDOSCOPIA</b>	<b>Edição:24/08/2017 Versão:001 Data da Versão:24/08/2017 Páginas: 1 a 3</b>

## 9- PONTOS CRÍTICOS / RISCOS

9.1-Não conformidade da taxa de Ácido Peracético.

Observações utilizar diariamente a fita de controle para validação da atividade do banho (no caso de atividade intensa do serviço de endoscopia, recomenda-se um segundo controle diário com, fita além de 15 a 20 endoscopios.

## 10 - AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

Quando ocorrer não conformidade da taxa de Ácido Peracético:

10.1-Desprezar o produto (Anioxyde 1000) em não conformidade;

10.2-Providenciar novo produto (Anioxyde 1000) para realização da desinfecção de artigos.

## 11- REFERÊNCIAS:

Conforme orientações do fabricante.

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
001	24/08/2017	Caroline de O. Ribeiro	Emissão do documento

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
11/10/2017	Daniela Garcez HU Gestão de Documental	Igor Prestes Diretor de Enfermagem Hospital Universitário Canoas

### UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100  
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

### UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP  
Fone: (11) 2450.7440

### UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –  
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

### UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160  
Fone: (81) 3128.5497

### UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM  
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

### UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200  
Fone: (48) 3031.8653