	<b>LIMPEZA DAS AUTOCLAVES</b>	<b>POT CC Nº: 003</b>
	<b>CENTRO CIRÚRGICO</b>	Edição: 11/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 1 de 2

## 1. OBJETIVO

Padronizar a realização da limpeza manual das autoclaves do Centro de Materiais Esterilizados (CME).

## 2. ABRANGÊNCIA

Área de esterilização do CME.

## 3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de Enfermagem do CME.

## 4. MATERIAL


- 4.1 – Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
- 4.2 – Solução de Sistema de Tratamento de Autoclaves (ACTS) Rhooft;
- 4.3 – Compressa;
- 4.4 – Escova com cerdas macias;
- 4.5 – Solução Alcoólica 70%.

## 5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – Desligar o equipamento e aguardar a diminuição da temperatura (em torno de 2 horas);
- 5.2 – Retirar o cesto de dentro da máquina;
- 5.3 – Fazer uso dos EPIs, luvas e óculos de proteção;
- 5.4 – Iniciar a limpeza pela parte interna do equipamento;
- 5.5 – Borrifar o produto de limpeza por todo o interior da máquina e aguardar 10 a 15 minutos;
- 5.6 – Proceder a escovação até eliminar resíduos de sujidade e oxidação;
- 5.7 – Passar uma compressa úmida em toda a parte interna da máquina até retirar todo o produto borrifado;
- 5.8 – Passar compressa embebida em solução alcoólica 70% pelo interior e exterior da máquina;
- 5.9 – Limpar o dreno da máquina que se localiza no assoalho próximo a porta;
- 5.10 – Ligar a máquina;
- 5.11 – Realizar o teste de estanqueidade;
- 5.12 – Realizar um ciclo com a máquina vazia e com o teste Bowie Dick.

## 6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Realizar o processo uma vez por semana no turno da noite: aos sábados no equipamento Ortosíntese e aos domingos no equipamento Baumer, conforme escala de trabalho da área de lavagem.

	LIMPEZA DAS AUTOCLAVES	POT CC Nº: 003
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 11/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 2 de 2

## 7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

## 8. REGISTROS

Registrar o procedimento no livro de passagem de plantão.

## 9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

9.1 – Apresentação de sujidade acentuada no interior da máquina, em período inferior ao prazo de limpeza;

9.2 – Não adesão às medidas propostas.

## 10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

10.1 – Realizar a limpeza da máquina quando existir sujidade acentuada;

10.2 – Abordagem do colaborador no processo de gestão de desempenho.

## 11. REFERÊNCIAS

“Guia elaborado por Enfermeiros Brasileiros”, recomendações práticas para processos de Esterilização em estabelecimentos de Saúde. – Campinas – SP – 2000;

SOBECC, Práticas Recomendadas – SOBECC – 4ª Ed. – São Paulo – SP – 2007.

## 12- ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	11/10/2013	Enfª Roberta Macedo	Emissão do documento
001	10/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Revisão sem alterações

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
07/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso