	RETIRADA DE MATERIAL DA AUTOCLAVE	POT CC Nº: 024
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 14/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 1 de 2

1. OBJETIVO

Realizar a retirada do material da autoclave de maneira segura.

2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de Enfermagem escalado para tal atividade.

4. MATERIAL

- 4.1 – Cestos aramados com material estéril;
- 4.2 – Luvas;
- 4.3 – Carro guia.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – Entregar para o Enfermeiro o teste desafio para liberação da carga;
- 5.2 – Conferir todo o material ao término do ciclo, quando resfriada a carga;
- 5.3 – Averiguar a cor da fita indicadora, presença de sujidade, umidade;
- 5.4 – Observar se a etiqueta de identificação do material esta completa e correta (data de validade, nome legível de quem preparou, nome legível do material);
- 5.5 – Realizar a conferência e após distribuir de forma organizada nos respectivos locais no setor de armazenamento;
- 5.6 – Caso seja identificada qualquer alteração na conferência do material que está sendo retirado da autoclave comunicar ao enfermeiro do turno e providenciar o reprocessamento.

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES


Indicado a todos os materiais que são liberados das autoclaves.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8. REGISTROS

Após a liberação da carga pelo Enfermeiro, anexar o teste desafio no caderno correspondente à autoclave e folha correspondente do lote.

	RETIRADA DE MATERIAL DA AUTOCLAVE	POT CC Nº: 024
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 14/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 2 de 2

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

9.1 – O teste desafio não “virar” (mudar de cor), caracterizando que o processo de esterilização não está adequado;

9.2 – A não adesão dos colaboradores.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

10.1 – No caso de não “virar” o teste desafio a carga deverá ser bloqueada e reprocessada;

10.2 – Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.

11. REFERÊNCIAS

Orientações Gerais para Central de Esterilização > Brasília, DF – Abril de 2001.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	14/10/2013	Enfª Roberta Macedo	Emissão do documento
001	10/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Revisão sem alterações

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
10/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso