	<b>LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA</b>	<b>POT CC Nº: 016</b>
	<b>CENTRO CIRÚRGICO</b>	Edição: 14/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 1 de 3

## 1. OBJETIVO

Desenvolver a técnica de esterilização de acordo com os artigos específicos.

## 2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização (CME).

## 3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE


Técnico de Enfermagem.

## 4. MATERIAL

- 4.1 – EPI's;
- 4.2 – Detergente Enzimático;
- 4.3 – Compressas;
- 4.4 – Água;
- 4.5 – Secagem (Termodesinfetadora, ciclo secagem);
- 4.6 – Escova de cerdas macias;
- 4.7 – Álcool 70%;
- 4.8 – Ar comprimido.

## 5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – Imergir os artigos em recipiente com detergente enzimático;
- 5.2 – Enxaguar em água corrente;
- 5.3 – Secar cuidadosamente, utilizando ar comprimido em tubulações;
- 5.4 – Cabo de laringoscópio:
  - 5.4.1 – Limpar com compressa embebida em solução com detergente enzimático;
  - 5.4.2 – Remover com pano úmido em água;
  - 5.4.3 – Secar e desinfetar com álcool a 70%;
- 5.5 – Realizar a termodesinfecção dos circuitos tubulares, conforme o ciclo programado na termodesinfetadora;
- 5.6 – Circuitos tubulares e intermediários: secar utilizando ar comprimido;
- 5.7 – Fio guia:
  - 5.7.1 – Realizar a limpeza com detergente enzimático;
  - 5.7.2 – Enxaguar;
  - 5.7.3 – Secar;
  - 5.7.4 – Embalar;
  - 5.7.5 – Esterilizar em autoclave;
- 5.8 – Cânula de Guedel:
  - 5.8.1 – Lavar com detergente enzimático, deixando de molho por 10 minutos;
  - 5.8.2 – Secar;

	<b>LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA</b>	<b>POT CC Nº: 016</b>
	<b>CENTRO CIRÚRGICO</b>	Edição: 14/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 2 de 3

5.8.3 - Imergir por 20 minutos no ácido peracético;

5.8.4 - Enxaguar em água corrente;

5.8.5 - secar com ar comprimido;

5.9 – Embalar;

5.10 – Etiquetar;

5.11 – Encaminhar todo o material de assistência respiratória para a área de estoque do arsenal.

## 6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Todos os materiais utilizados na assistência ventilatória.

## 7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica

## 8. REGISTROS

8.1 – As unidades do HPSC encaminham os materiais registrados em folha específica;

8.2 – Materiais do BC, não são registrados.

## 9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Materiais com presença de sujidade.

## 10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

10.1 – Repetir o processo se o material estiver com sujidade aparente após a inspeção visual;

10.2 – Treinamento contínuo e revisão dos POT's.


## 11. REFERÊNCIAS

“Guia elaborado por Enfermeiros Brasileiros”, recomendações práticas para processos de Esterilização em estabelecimentos de Saúde. – Campinas – SP – 2009;

SOBECC, Práticas Recomendadas – SOBECC – 5ª Ed. – São Paulo – SP – 2009.

## 12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	14/10/2013	Enfª Roberta Macedo	Emissão do documento
001	10/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Revisão sem alterações

	<b>LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA</b>	<b>POT CC Nº: 016</b>
	<b>CENTRO CIRÚRGICO</b>	Edição: 14/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 3 de 3

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
10/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso