	ROTINA DO SETOR DE URINÁLISE	POP LAB Nº: 04
	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Edição: 07/03/2018 Versão: 00 Data Versão: 07/03/2018 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Estabelecer e padronizar critérios e requisitos para a manutenção e organização do setor de urinálise.

2. ABRANGÊNCIA

Setor de Urinálise

3. RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 3.1 – Bioquímicos;
- 3.2 – Biomédicos;
- 3.3 – Auxiliares de laboratório;
- 3.4 – Estagiários.

4. MATERIAL

- 4.1 Gaze;
- 4.2 Algodão;
- 4.3 Esponja
- 4.4 Lixeira para descarte de lixo biológico.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1 – Terminologias, definições e símbolos

Não se aplica.

5.2- Princípio do método

Não se aplica.

5.3- Amostras Biológicas


Urina, fezes e líquor.

5.4- Critérios de Rejeição da Amostra

Não se aplica.

5.5- Padrões, Controles, Reagentes e Insumos

5.5.1 Álcool 70%

	ROTINA DO SETOR DE URINÁLISE	POP LAB Nº: 04
	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Edição: 07/03/2018 Versão: 00 Data Versão: 07/03/2018 Página 2 de 3

5.5.2 Detergente

5.5.3 Água

5.6- Procedimento

5.6.1 – Diariamente:

- Descartar as amostras de urina do dia anterior;
- Realizar a limpeza do microscópio com álcool 70%, gaze e algodão;
- Esvaziar o reservatório das tiras de urina do leitor de tiras;
- Realizar a limpeza da “esteira” do leitor de tiras de urina com álcool 70% e gaze;
- Realizar a limpeza das bancadas com álcool 70% e gaze.

5.6.2 – Semanalmente:

- Realizar a limpeza do cesto da centrífuga e a lavagem das caçapas;

5.6.3 – Quinzenalmente:

- Realizar o descarte das amostras de líquido armazenadas a mais de 15 dias.

5.6.4 – Conforme necessidade:

- Descarte das amostras de fezes deve ser realizado sempre após a leitura e liberação do exame;
- Manutenções específicas do leitor de tiras de urina devem ser realizadas conforme instruções do fabricante descritas no manual do equipamento.

5.6.1 – Expressão e confirmação dos resultados

Não se aplica

5.7 - Cálculo

Não se aplica

5.8 – Garantia da qualidade

Registro das manutenções diárias, semanais e quinzenais em FR específica.


5.9– Valores de referência

Não se aplica

5.10 – Linearidade e limite de detecção

Não se aplica.

5.11– Validade

	ROTINA DO SETOR DE URINÁLISE	POP LAB Nº: 04
	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Edição: 07/03/2018 Versão: 00 Data Versão: 07/03/2018 Página 3 de 3

Não se aplica

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

6.1- Aplicação Clínica

Não se aplica

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica

8. REGISTROS

8.1 – Formulários de Registros

8.1.1 - FR 57: Planilha de manutenções do setor de urinálise.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Não se aplica

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Não se aplica

11. REFERÊNCIAS

Manual do leitor de tiras de urina.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
00	07.03.2018	Priscila Malta Soares Lima	Criação do documento

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por	
07/03/2018	Bruna Luft Brum	Gerente do Setor Priscila Malta S. Lima	Gerência de Enfermagem Angélica Belinaso