	LEITURA DO TESTE BIOLÓGICO	POT CC Nº: 011
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 1 de 2

## 1. OBJETIVO

Monitorar o processo de esterilização.

## 2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização.

## 3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de Enfermagem.

## 4. MATERIAL

4.1 – Incubadora;

4.2 – Teste biológico 1 ou 3 horas.

## 5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1 – Realizar o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico diariamente, na primeira carga do dia e em todas as cargas com produtos implantáveis, em pacote desafio disponíveis comercialmente ou construído pela CME;

5.2 – Anotar no rótulo da ampola-teste o número do lote da carga e data;

5.3 – Colocar a ampola-teste dentro do pacote-teste e processar juntamente com o restante da carga;

5.4 – Retirar a ampola-teste do pacote processado no vapor e deixar resfriar por 10 minutos;


5.5 – Fechar completamente a tampa da ampola que processou e a ampola teste exercendo pressão sobre a mesma;

5.6 – Posicionar a ampola-teste inclinando-a (ângulo de 45°) na posição central do compartimento específico, empurrar a ampola para a direita, a ampola de vidro quebrará no interior da ampola de plástico, dar leves batidas no fundo da ampola para o líquido se misture rapidamente a tira com o bacilo, proceder da mesma forma com a ampola não processada para usar como controle positivo, incubar a ampola-teste juntamente com ampola que passou pelo processo de esterilização, aguardar conforme o tempo do teste 1 ou 3 horas;

5.7 – Observar o resultado positivo para a ampola controle ao final de 01 (para testes de 1h) ou 3h (para testes de 3h) e observar resultado negativo para ampola teste que passou pelo processo de esterilização ao final de 01 (para testes de 1h) ou 3h (para testes de 3h);

5.8 – Registrar os resultados das leituras das ampolas-teste e ampolas-controle no impresso de registros da autoclave, retirar os rótulos das ampolas e colar ao lado do resultado;

5.9 – Descartar as ampolas negativas na caixa de pérfuro-cortante, autoclavar as ampolas positivas, após descartar na caixa de pérfuro-corante.

	LEITURA DO TESTE BIOLÓGICO	POT CC Nº: 011
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 2 de 2

## 6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicado para primeira carga do dia e para cargas com OPME implantáveis.

## 7. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

## 8. REGISTROS

Registrar os resultados das leituras das ampolas-teste e ampolas-controle no impresso de registros da autoclave, retirar os rótulos das ampolas e colar ao lado do resultado.

## 9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

- 9.1 – Positivar o teste que passou pelo processo de esterilização;
- 9.2 – A não adesão dos colaboradores.

## 10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.

## 11. REFERÊNCIAS

GRAZIANO, KU; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. **Enfermagem em Centro de Material e esterilização**. Barueri, SPS: Manole, 2011.

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas**, 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

## 12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	09/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Emissão do documento

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso