	CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADEIRA	POT UPC Nº 012
	UPA CAÇAPAVA	Edição: 12/06/2014 Versão: 001 Data Versão: 27/11/2017 Página 1 de 2

1. OBJETIVO

Padronizar o controle de temperatura da geladeira para conservar medicação.

2. ABRANGÊNCIA

Pronto Atendimento.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

3.1 – Enfermeiro;

3.2 – Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAL

4.1 – Geladeira;

4.2 – Termômetro específico;

4.3 – Tabela para registros.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 – O enfermeiro e técnico de enfermagem responsável por esta tarefa deverá, após receber o plantão, proceder do seguinte modo:

5.1.1 – Dirigir-se à geladeira e verificar a temperatura da mesma, de acordo, com o indicativo no termômetro;

5.1.2 – Realizar o registro na folha de controle que está fixada na porta da geladeira, colocando a data, hora e a temperatura que deverá variar entre, +2°C e +8°C e o seu nome;

5.1.3 – Quando a temperatura for inferior a +2°C ou superior a +8°C, aumentar ou diminuir a temperatura no termostato da geladeira;

5.1.4 – Após a alteração no termostato, deverá esperar 1 hora e realizar a nova verificação;

5.1.5 – Anotar na coluna “observações” o que foi feito (se aumentado ou diminuído a temperatura e o valor da nova temperatura depois de transcorrida 1 hora).

6. INDICAÇÕES/CONTRA INDICAÇÕES


É indicado que ocorra a cada passagem de plantão.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR

Não se aplica.

8. REGISTROS

O registro é feito pelo enfermeiro e ou técnico de enfermagem em tabela específica a cada passagem de plantão.

	CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADEIRA	POT UPC Nº 012
	UPA CAÇAPAVA	Edição: 12/06/2014 Versão: 001 Data Versão: 27/11/2017 Página 2 de 2

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

- 9.1 – Realização do degelo da geladeira;
9.2 – Não adesão deste padrão técnico operacional.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

- 10.1 – É importante providenciar outra geladeira no momento em que será feito o degelo da mesma, mantendo assim a peça refrigerada;
10.2 – Acompanhamento diário dos colaboradores na realização de suas tarefas, e abordagem posterior durante a avaliação de desempenho.

11. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	12/06/2014	Marco Aurélio Candido	Emissão do documento
001	27/11/2017	Jaqueline Bento Corrêa	Revisão sem alterações

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por	
		Gerente do Setor	Gerência de Enfermagem
07/12/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Jaqueline Bento Corrêa	Angélica Bellinaso