	MONTAGEM DE PACOTE TESTE DESAFIO	POT CC Nº: 018
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Monitoramento da carga após o processo de esterilização, a RDC 15 de 2012 permite tanto o uso de dispositivos Pacote Teste Desafio de processo montados pelo usuário, quanto os pacotes pré-montados e disponíveis comercialmente.

2. ABRANGÊNCIA

Centro de Materiais e Esterilização.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Técnico de Enfermagem.

4. MATERIAL

4.1 – EPI's;

4.2 – Campos de algodão.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1 – Lavar as mãos;

5.2 – Colocar EPI's;

5.3 – Separar 16 campos;

5.4 – Dobrar os campos individualmente;

5.5 – Abrir o campo;

5.6 – Dobrar uma das pontas para cima e a outra ponta para cima da primeira ponta;


5.7 – Fazer uma dobra para baixo;

5.8 – Dobrar ao meio, num total de 4 dobras;

5.9 – Empilhar 16 campos e colocar o integrador químico ou se necessário o indicador biológico entre o 8º e o 9º campo.



Diagrama Técnico Pacote Teste Desafio montado pelo usuário

	MONTAGEM DE PACOTE TESTE DESAFIO	POT CC Nº: 018
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 2 de 3

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicado para monitorização do processo de esterilização.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8. REGISTROS

Protocolo da autoclave.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Respeitar o processo padronizado, se não forem montados exatamente conforme as especificações, estes Pacotes Teste Desafio podem gerar resultados falsos negativos, expondo os pacientes a risco.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Realizar capacitação e reforçar a importância do processo.

11. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução RDC Nº 15 de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União nº54; de 19 de março de 2012;


GRAZIANO, KU; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. **Enfermagem em Centro de Material e esterilização**. Barueri, SPS: Manole, 2011;

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas**, 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013;

3M Prevenção de Infecção: **O desafio correto**, São Paulo 2016.

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	09/10/2017	Enfª Liliani Mireider Mendonça	Emissão do documento

	MONTAGEM DE PACOTE TESTE DESAFIO	POT CC Nº: 018
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 09/10/2017 Versão: 000 Data Versão: 09/10/2017 Página 3 de 3

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
09/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Gerente do Setor Liliani Mireider Mendonça	Diretor da Área Vitor Alves	Gerente de Enfermagem Angélica Bellinaso